



Neu im Programm model X Poly-Lampe

**ERHÄTLICH MIT LICHTLEITER ODER
DIREKTER LICHTQUELLE**

4 Aushärtungsmodi: Turbo, Voll, Rampe und
sanfte Aushärtung

Doppelte Wellenlänge: 390–480 nm – härtet alle Arten von
Kompositen aus

360° drehbarer Lichtleiter: Für optimalen Zugang in allen
Bereichen

Voreingestellte Aushärtezeiten: Schnelle, effiziente und
intuitive Bedienung

Glattes, hygienisches Design: Leicht zu reinigen und
reduziert das Kontaminationsrisiko

Smarte Ladestation: Induktives Laden mit eingebautem
Lichtmesser

Erhältlich in 7 leuchtenden Farben: Pink, Lavendel, Blau,
Hellblau, Hellgrün, Weiß und Schwarz



24-Monate Garantie: Für ein beruhigendes Gefühl

MODELL	BESCHREIBUNG	C01-X	C02-X
FULL	Für allgemeine Anwendungen.	1,200 mW/cm ² für 10 Sek. ±10%	1,200 mW/cm ² für 10 Sek. ±10%
SOFT CURE	First 0-5 seconds are ramped for more gentle processing, designed for patients sensitive to heat.	20 Sekunden: 0-5 Sek. von 0-900 mW/cm ² ±10% 5-20 Sek. 900 mW/cm ² ±10%	20 Sekunden: 0-5 Sek. von 0-900 mW/cm ² ±10% 5-20 Sek. 900 mW/cm ² ±10%
TURBO	Schnelle Aushärtung für Kunststoffe und Komposite mit einer Dicke von maximal 2 mm. Auch für Keramikbrackets, Veneers usw. empfohlen.	2,000 mW/cm ² für 4 Sek. ±10%	2,500 mW/cm ² für 3 Sek. ±10%
RAMP	Ersten 0-5 Sek. aufsteigen für generelle Anwendung.	20 Sekunden: 0-5 Sek. von 0-1,200 mW/cm ² ±10% 5-20 Sek. 1,200 mW/cm ² ±10%	20 Sekunden: 0-5 Sek. von 0-1,200 mW/cm ² ±10% 5-20 Sek. 1,200 mW/cm ² ±10%

C01-X Light Guide

autoklavierbarer 11 mm Lichtleiter bietet Lichtintensität bis zu 2000 mW/cm²




C02-X Light Source Head

Der flache Direktlichtquellenkopf aus 10 mm Edelstahl bietet eine Lichtintensität von bis zu 2500 mW/cm²



C02-3 Light Head Orange Heat Protective Rings

Verhindert den Kontakt des Lichtkopfes mit Weichgewebe. 6 Stück im Lieferumfang des Modells C02-X enthalten.



LADESTATION MIT EINGEBAUTEM LICHTINTENSITÄTSMESSER





C01-X
Polymerisationslampe mit Lichtleite
● ● ● ● ● ● ●



C02-X
Polymerisationslampe mit direktem Lichtkopf
● ● ● ● ● ● ●



C01-2
Lichtschuttschild



C02-2
Lichtschuttschild

C02-3
Hitzeschutzringe (6 Stück)



123M (für C01-X)
Einweg-Lampenhüllen Medium (500 Stück)



125 (für C02-X)
Einweg-Polymerisationslampenhüllen (500 Stück)



C01/2 USB
USB-Typ-C-Kabel und EU-Stecker