



# Sterilisations- beutel

Sterilisationsbeutel bieten ein einfaches Versiegelungssystem, das teure Heißsiegelgeräte überflüssig macht. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Versiegelung, die dem Sterilisationsprozess standhält und die Instrumente steril hält.




## 6000

57 mm x 90 mm  
(200 Stück/Box)  
Diamant- und  
Hartmetallbohrer,  
Scaler-Spitzen,  
kieferorthopädische Geräte




## 6001

57 mm x 130 mm  
(200 Stück/Box)  
Spiegelköpfe, Matrizenhalter,  
kieferorthopädische Geräte,  
Kofferdam-Klammern




## 6003

90 mm x 145 mm  
(200 Stück/Box)  
langsam laufende Handstücke,  
Scheren, kleine  
Instrumente




### 6005

70 mm x 230 mm  
(200 Stück/Box)  
Sonden, Küretten, Scaler,  
Pinzetten und andere  
Handinstrumente




### 6007

90 mm x 230 mm  
(200 Stück/Box)  
Pinzetten, Heber, Scheren und  
andere Handinstrumente




### 6009

135 mm x 260 mm  
(200 Stück/Box)  
Kofferdam-Zangen,  
Kofferdam-Rahmen und andere  
große Handinstrumente



### 6011


190 mm x 330 mm  
(200 Stück/Box)  
Großinstrumente und  
Sterilisationskassetten



### 6015

250 mm x 380 mm  
(100 Stück/Box)  
Großinstrumente und  
Sterilisationskassetten

- Hergestellt aus medizinischem Papier (70 g/m<sup>2</sup>) und blau getönter 60-µm-Folie zur leichteren Erkennung von Einstichlöchern.
- Leicht lesbare Dampfanzeigen wechseln von Blau zu Dunkelgrau, um sicherzustellen, dass die sterilen Bedingungen eingehalten werden.
- Dreifacher Klebeverschluss zum Schutz des Inhalts.
- Interne und externe Indikatoren.
- Haltbarkeit: 3 Jahre vor Gebrauch, 6 Monate nach der Verarbeitung.
- Zur Rückverfolgbarkeit ist auf jedem Beutel die Chargennummer aufgedruckt.
- Große Auswahl an Größen für alle Anwendungen.
- Entspricht ISO 11607-1 und EN 868-5.





**6000**  
10 x Boxen pro Karton



**6001**  
10 x Boxen pro Karton



**6003**  
10 x Boxen pro Karton



**6005**  
10 x Boxen pro Karton



**6007**  
10 x Boxen pro Karton



**6009**  
10 x Boxen pro Karton



**6011**  
10 x Boxen pro Karton



**6015**  
10 x Boxen pro Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Umverpackung	Abmessung Umkarton L x B x H	Gewicht Umkarton	Preis je Box
<b>6000</b>	200 Beutel 57 mm x 90 mm	200 Stück	10 Boxen ja Karton	33 cm x 15 cm x 15 cm	2.35 kg	<b>3,90 €</b>
<b>6001</b>	200 Beutel 57 mm x 130 mm	200 Stück	10 Boxen ja Karton	35 cm x 19 cm x 15 cm	3.05 kg	<b>3,90 €</b>
<b>6003</b>	200 Beutel 90 mm x 145 mm	200 Stück	10 Boxen ja Karton	35 cm x 21 cm x 21 cm	4.95 kg	<b>5,70 €</b>
<b>6005</b>	200 Stück 70 mm x 230 mm	200 Stück	10 Boxen ja Karton	35 cm x 29 cm x 16 cm	5.80 kg	<b>6,20 €</b>
<b>6007</b>	200 Stück 90 mm x 230 mm	200 Stück	10 Boxen ja Karton	35 cm x 29 cm x 21 cm	7.30 kg	<b>7,30 €</b>
<b>6009</b>	200 Stück 135 mm x 260 mm	200 Stück	10 Boxen ja Karton	33 cm x 32 cm x 30 cm	11.70 kg	<b>11,70 €</b>
<b>6011</b>	200 Stück 190 mm x 330 mm	200 Stück	10 Boxen ja Karton	42 cm x 38 cm x 35 cm	20.60 kg	<b>18,90 €</b>
<b>6015</b>	100 Stück 250 mm x 380 mm	100 Stück	10 Boxen ja Karton	44 cm x 34 cm x 28 cm	15.75 kg	<b>14,90 €</b>